

Link do produktu: <https://soteris.pl/philips-sonicare-hx367314-czarna-p-8848.html>



Philips Sonicare HX3673/14 Czarna

Cena brutto (z VAT)	219,00 zł
Cena netto (bez VAT)	178,05 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	HX3673/14
Kod EAN	8710103985679
Producent	Philips

Opis

Philips Sonicare HX3673/14 Szczoteczka do zębów

Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
Technologia soniczna w połączeniu z naszą szczoteczką delikatnie usuwa płytkę nazębną do 3 razy lepiej niż zwykła szczoteczka.

Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
Do 3 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej

- Technologia soniczna
- Czujnik siły nacisku
- QuadPacer i SmarTimer
- Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie
Silne wibracje włosia powodują powstawanie mikrobąbelków głęboko między zębami i wzdłuż linii dziąseł, co zapewnia odświeżające doznania. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po dwumiesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną. Szczoteczka wykonuje 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę, delikatnie czyści zęby, rozbija płytkę nazębną i wymiata ją, zapewniając na co dzień wyjątkową czystość.

Do 3 razy skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej w porównaniu ze zwykłą szczoteczką
Dowiedziono klinicznie, że elektryczna szczoteczka Sonicare z zaawansowaną technologią soniczną usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej niż manualna szczoteczka do zębów. Usuwa płytkę nazębną z zębów i wzdłuż linii dziąseł, jednocześnie chroniąc dziąsła.

Wbudowany czujnik nacisku chroni zęby i dziąsła
Wbudowany czujnik nacisku automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.

Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer
Zegar SmarTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej.

Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów
Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak długo korzystasz z końcówki i jak często jej używałeś. Ikonka na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową.

Easy-Start ułatwia przyzwyczajanie się do nowego sposobu szczotkowania

Program Easy-Start daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyciu nowej szczoteczki.

14 dni pracy akumulatora

Czas pracy akumulatora wynosi nawet 14 dni, dzięki czemu można używać urządzenia przez długi czas bez ładowania.

Ułatwia podróżowanie

Wysokiej klasy futerał podróżny pozwala na higieniczne przechowywanie szczoteczki w podróży, a dzięki kompaktowej podstawie ładującej USB nie zabraknie Ci zasilania. Po pełnym naładowaniu można regularnie używać szczoteczki przez dwa tygodnie, a ładowarka ułatwia nawet dłuższe wyjazdy.

Łatwość użytkowania

Końcówki - Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Rączka - Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora - Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

- Przypomnienie o wymianie końcówek
- Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki.
- Końcówkę wymieniasz co trzy miesiące.
- Świeci się ikona przypomnienia
- w celu zapewnienia najlepszych rezultatów

Dane techniczne

Akumulator - Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii - 14 dni

Rodzaj baterii/akumulatora - Litowo-jonowy

Elementy zestawu

Pokrowiec - 1 futerał z funkcją ładowania przez USB

Rączka - 1 z serii 3100

Ładowarka

Główka szczoteczki - C1 ProResults — standardowa

Skuteczność czyszczenia

Szybkość - Do 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność - Usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.) - Quadpacer i SmarTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła - Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Produkt higieniczny: [obowiązują szczególne warunki zwrotu. Szczegóły w regulaminie.](#)