



Omron Complete

Cena brutto (z VAT)	789,00 zł
Cena netto (bez VAT)	641,46 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	PK-HEM-7530T-E3
Kod EAN	4015672112865
Producent	OMRON

Opis

Omron Complete Inteligentny miernik ciśnienia krwi i EKG

- **Badanie Afib w domu:** Afib (migotanie przedsionków) wiąże się z 5-krotnie większym ryzykiem udaru i niewydolności serca; odpowiednio ważne jest wcześniejsze rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia
- **Ciśnieniomierz 2 w 1 i EKG:** regularne pomiary ciśnienia krwi i EKG w wygodny i nieskomplikowany sposób w domu
- **Natychmiastowe i łatwe do zrozumienia wyniki EKG:** nie musisz samodzielnie interpretować wyników EKG, lecz urządzenie emituje łatwo zrozumiały komunikat o tym, czy Afib został stwierdzony, czy nie
- **Dostęp do wszystkich danych za pomocą smartfona:** w aplikacji OMRON Connect można zapisać wszystkie wartości ciśnienia krwi i EKG w aplikacji OMRON Connect, przekazać ją do lekarza i śledzić stan zdrowia w czasie
- **Zakres dostawy:** 1 kompletny miernik ciśnienia krwi 2 w 1 i EKG z uniwersalnym mankietem (22-42 cm), 4 baterie AA, instrukcja obsługi, torba do przechowywania, aplikacja OMRON Connect do pobrania dla bezproblemowego dostępu do pomiarów

OMRON Complete Walidowany klinicznie OMRON Complete to inteligentny domowy monitor ciśnienia krwi i EKG 2-w-1, który zapewnia łatwe, natychmiastowe i dokładne wyniki. Z łatwością wykonuj dwa krytyczne pomiary za jednym razem, aby bezproblemowo monitorować pracę serca w zaciszu własnego domu. Szybko wykonuj badania przesiewowe w kierunku szeregu chorób serca jednocześnie, w tym: Zaburzeń rytmu serca, np. Afib, tachykardii, bradykardii, a także nadciśnienia. Otrzymuj jasne i zrozumiałe wyniki w **OMRON connect** — bezpłatnej aplikacji, która bezproblemowo przechowuje wyniki i bezpiecznie udostępnia je lekarzowi. Szczegółowe informacje o produkcie Typ urządzenia: Ciśnieniomierz naramienny z jednym odprowadzeniem EKG Typ mankieta: Easy cuff, 22-42 cm Pamięć: 90 odczytów ciśnienia krwi Zatwierdzenie: Zatwierdzenie kliniczne Zgodność: Android oraz iOS Należy sparować z aplikacją OMRON connect.

Funkcje: Afib wiąże się z 5-krotnie wyższym ryzykiem udaru mózgu i niewydolności serca, dlatego ważne jest jego wczesne wykrycie i rozpoczęcie leczenia. Niestety Afib może nie dawać żadnych objawów i może nie występować podczas wizyt u lekarza, ponieważ epizody pojawiają się i znikają, co oznacza, że często pozostaje niezdiagnozowane. Biorąc pod uwagę, jak poważne mogą być powikłania Afib, ważne jest, aby osoby, które mogą być zagrożone, rutynowo wykonywały pomiary elektrokardiograficzne (EKG), zgodnie z aktualnymi wytycznymi medycznymi. Urządzenie OMRON Complete NIE jest przeznaczone do diagnozowania jakichkolwiek chorób serca bez udziału lekarza.

Wymiary (dł. x wys. x gł.) 232 x 98 x 123 mm Ciężar opakowania: 1630 g

Możesz teraz wykonać EKG z regularną kontrolą ciśnienia krwi. Osoby z wysokim ciśnieniem krwi są narażone na podwyższone ryzyko migotania przedsionków (Afib), a oba te stany mogą prowadzić do udaru mózgu. We wczesnych stadiach Afib nawraca rzadziej i jest trudniejsze do wykrycia. Oprócz codziennych pomiarów ciśnienia krwi, zaleca się badanie przesiewowe z wykorzystaniem jednego odprowadzenia EKG, aby zwiększyć wskaźniki wykrywalności Afib.

- Owiń mankieta do pomiaru ciśnienia krwi co najmniej jeden palec powyżej linii łokcia. Umieść przewód powietrza po wewnętrznej stronie ramienia.
- Uruchom aplikację OMRON connect i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami dotyczącymi zapisu.
- Naciśnij przycisk BP Start/Stop. Mankiet zacznie napełniać się po kilku sekundach — na monitorze zostanie wyświetlony zarówno odczyt ciśnienia krwi, jak i tętno.
- Umieść kciuki na elektrodach i co najmniej 2 palce na każdej z elektrod bocznych — po odpowiednim ułożeniu zapis EKG rozpocznie się automatycznie.
- Wyświetlacz odczytów ciśnienia krwi, tętna i wskaźników, takich jak owinięcie mankieta.